

ATLANTIS™ Abutments Übersicht zur Implantatkompatibilität



Hersteller	Implantat	ATLANTIS™ Abutment		ATLANTIS™ Crown Abutment		ATLANTIS™ Conus Abutment		Schraubendreher
		Titan und Titan-nitrid-beschichtet	Zirkondioxid	Titan	Zirkondioxid	Custom	Over-denture	
						Titan und Titan-nitrid-beschichtet	Titan	
BioHorizons	INTERNE IMPLANTAT - ABUTMENT VERBINDUNG							
	Internal 3.5, 4.5, 5.7	x	x	x*	x	x	x*	0,050" (1,25 mm) Sechskant-Schraubendreher
	Tapered Internal 3.5, 4.5, 5.7	x	x	x*	x	x	x*	
	EXTERNE IMPLANTAT - ABUTMENT VERBINDUNG							
	External implant 3.5	x				x		0,050" (1,25 mm) Sechskant-Schraubendreher
External implant 4.0, 5.0	x	x		x	x			
Biomet 3i	INTERNE IMPLANTAT - ABUTMENT VERBINDUNG							
	Certain™ 4/3, 5/4	x	x	x*	x	x	x*	0,048" (1,22 mm) Sechskant-Schraubendreher
	Certain™ 3.25, 4.0, 5.0, 6.0	x	x	x*	x	x	x*	
	Certain™ Prevail™ 3/4/3 (3.4), 4/5/4, 5/6/5, 4/3, 5/4, 6/5	x	x	x*	x	x	x*	
	Certain™ XP 4/5, 5/6	x	x	x	x	x	x*	
	EXTERNE IMPLANTAT - ABUTMENT VERBINDUNG							
	MicroMiniplant™ 3.25	x				x		0,048" (1,22 mm) Sechskant-Schraubendreher
	Miniplant™ 3.25	x	x		x	x		
	Osseotite™ 3.75, 4.0, 5.0, 6.0	x	x		x	x		
Osseotite™ XP 4/5, 5/6	x	x		x	x			
Camlog	INTERNE IMPLANTAT - ABUTMENT VERBINDUNG							
	Screw-line Implantat 3.3	x	x	x		x	x*	1,28 mm Sechskant-Schraubendreher
	Screw-line / Roof-line Implantat 3.8, 4.3, 5.0, 6.0	x	x	x	x	x	x*	
DENTSPLY Implants <small>Hinweis: OsseoSpeed™ Implantate sind Teil des ASTRA TECH Implant System</small>	INTERNE IMPLANTAT - ABUTMENT VERBINDUNG							
	ANKYLOS® C/X 3.5, 4.5, 5.5, 7.0	x	x			x	x*	1,0 mm Sechskant-Schraubendreher
	OsseoSpeed™ EV 3.0 – Green	x		x		x	x*	
	OsseoSpeed™ EV 3.6 – Purple	x	x	x	x	x	x*	0,050" (1,25 mm) Sechskant-Schraubendreher
	OsseoSpeed™ EV 4.2 – Yellow	x	x	x	x	x	x*	
	OsseoSpeed™ EV 4.8 – Blue	x	x	x	x	x	x*	
	OsseoSpeed™ EV 5.4 – Brown	x	x	x	x	x	x*	
	OsseoSpeed™/OsseoSpeed™ TX 3.0 – Yellow	x		x		x	x*	
	OsseoSpeed™/OsseoSpeed™ TX 3.5, 4.0 – Aqua	x	x	x	x	x	x*	
	OsseoSpeed™/OsseoSpeed™ TX 4.5, 5.0 – Lilac	x	x	x	x	x	x*	
	OsseoSpeed™ TX Profile 4.5, 5.0	x		x		x	x*	
	OsseoSpeed™ 4.0 – Blue (Vorversion)	x				x		
	XiVE® S 3.0	x		x		x	x*	1,22 mm Sechskant-Schraubendreher
	XiVE® S 3.4, 3.8, 4.5, 5.5	x	x	x	x	x	x*	
	FRIALIT™ 3.4, 3.8, 4.5, 5.5	x	x	x	x	x	x*	
Keystone Dental	INTERNE IMPLANTAT - ABUTMENT VERBINDUNG							
	PrimaConnex™ SD 3.3, 3.5, Genesis™ 3.8	x	x	x	x	x	x*	Keystone Quad Schraubendreher
	PrimaConnex™ RD 4.0, 4.1, Genesis™ 4.5	x	x	x	x	x	x*	
	PrimaConnex™ WD 5.0, Genesis™ 5.5, 6.5	x	x	x	x	x	x*	
	EXTERNE IMPLANTAT - ABUTMENT VERBINDUNG							
	Restore™ SD 3.3, 3.4	x				x		0.048" (1,22 mm) Sechskant-Schraubendreher
	Restore™ RD 3.75, 4.0	x	x		x	x		
Restore™ WD 5.0, 5.5, 6.0	x				x			

Alle Handelsmarken sind das Eigentum der jeweiligen Firmen.

* 2 extra Tage Produktionszeit sind möglich.

Bitte wenden ➡

Hersteller	Implantat	ATLANTIS™ Abutment		ATLANTIS™ Crown Abutment		ATLANTIS™ Conus Abutment		Schraubendreher
		Titan Titan-nitrid- beschichtet	Zirkondioxid	Titan	Zirkondioxid	Custom	Over- denture	
						Titan Titan-nitrid- beschichtet	Titan	
Nobel Biocare	INTERNE IMPLANTAT - ABUTMENT VERBINDUNG							
	NobelActive™ NP 3.5	x	x	x	x	x	x*	Nobel Biocare Unigrip
	NobelActive™ RP 4.3, 5.0	x	x	x	x	x	x*	
	NobelReplace™ NP 3.5	x	x	x	x	x	x*	
	NobelReplace™ RP 4.3	x	x	x	x	x	x*	
	NobelReplace™ WP 5.0	x	x	x	x	x	x*	
	NobelReplace™ 6.0	x	x	x	x	x	x*	
	EXTERNE IMPLANTAT - ABUTMENT VERBINDUNG							
	Brånemark System™ NP 3.3	x				x		Nobel Biocare Unigrip
	Brånemark System™ RP 3.75, 4.0	x	x		x	x		
	Brånemark System™ WP 5.0, 5.5	x	x		x	x		
	SteriOss Replace™ 3.1, 3.5, 4.3, 5.0, 6.0	x				x		0,050" (1,25 mm) Sechskant-Schraubendreher
	SteriOss HL™ 3.25, 3.8, 4.5, 5.0, 6.0	x				x		
Straumann	INTERNE IMPLANTAT - ABUTMENT VERBINDUNG							
	Bone Level 3.3 NC (Narrow CrossFit™)	x	x	x	x	x	x*	SCS Schraubendreher
	Bone Level 4.1, 4.8 RC (Regular CrossFit™)	x	x	x	x	x	x*	
	Standard/Standard Plus 4.8 RN (Regular Neck)	x		x		x	x*	
	Standard/Standard Plus 4.8 WN (Wide Neck)	x		x		x	x*	
	EXTERNE IMPLANTAT - ABUTMENT VERBINDUNG							
	Standard Plus 3.3 NN (Narrow Neck)	x				x		SCS Schraubendreher
Zimmer Dental	INTERNE IMPLANTAT - ABUTMENT VERBINDUNG							
	Tapered Screw-Vent™ 3.5, 4.5, 5.7	x	x	x*	x	x	x*	1,25 mm Sechskant-Schraubendreher
	Tapered Screw-Vent™ 3.5, 4.5, 5.7 friction fit	x*		x*		x	x*	
	Screw-Vent™ 3.3, 3.7, 4.5	x	x	x*	x	x	x*	
	Screw-Vent™ 3.3, 3.7, 4.5 friction fit	x*		x*		x	x*	
	SwissPlus™ 4.8	x		x		x	x*	

Alle Handelsmarken sind das Eigentum der jeweiligen Firmen.

* 2 extra Tage Produktionszeit sind möglich.

Vertrieb Deutschland: DENTSPLY IH GmbH · DENTSPLY Implants
Steinzeugstraße 50 · 68229 Mannheim · Tel. 0621 4302-006 · Fax 0621 4302-007
E-Mail: implants-de-info@dentsply.com · www.dentsplyimplants.de

Vertrieb Österreich: DENTSPLY IH GmbH · DENTSPLY Implants Austria & CEE
Liesinger Flur-Gasse 4 · 1230 Wien Tel. 01205 1200-5135 · Fax 01205 1200-5128
E-Mail: bestellung.austria@dentsply.com · www.dentsplyimplants.at

Vertrieb Schweiz: DENTSPLY IH SA · DENTSPLY Implants
Rue Galilée 6, CEI 3, Y-Parc · 1400 Yverdon-les-Bains
Tel. 021 6200230 · Fax 0800 845845 · E-Mail: info.ch@dentsply.com

